


# Guia de tamanho Máscara facial iVolve BMC

Capitais e regiões metropolitanas  
4007 2922

Demais localidades  
0800 601 9922



- 1 Imprima o guia de tamanho em "Tamanho real" ou "100%".

**Para conferir se a impressão está correta verifique se o quadrado mede 2,5 cm:**

2,5 cm

- 2 Após confirmar se o guia foi impresso corretamente, recorte-o de acordo com as indicações.

- 3 Mantenha a boca naturalmente aberta e coloque o molde no rosto.

**(1)** Alinhe a base da almofada com o meio do queixo (cerca de 1 cm abaixo do lábio inferior).

**(2)** Veja no topo do molde qual tamanho está alinhado com a base do olho.

Se a medida ficar entre dois tamanhos, escolha o menor.