

# GUIA DE TAMANHO MÁSCARA NASAL PICO



Faça a impressão do Guia de Tamanho com as propriedades de impressão em folha A4 nas dimensões "Tamanho Real" ou "100%".

2,5 cm

Para conferir se a impressão foi feita corretamente, verifique se o quadrado ao lado mede 2,5 cm:



Após confirmar se a impressão foi feita corretamente, recorte o Guia de Tamanho de acordo com as indicações no layout.

Alinhe o Guia de Tamanho na base do nariz

