



- 1 Imprima o guia de tamanho em "Tamanho real" ou "100%".


Para conferir se a impressão está correta verifique se o quadrado mede 2,5 cm:




- 2 Após confirmar se o guia foi impresso corretamente, recorte-o de acordo com as indicações.

- 3 Experimente cada molde de almofada no nariz e escolha o menor tamanho de almofada que não fique obstruindo as laterais do nariz.

Siga os dois passos para determinar o tamanho:



- 1 Confira a largura das narinas



- 2 Confira a largura da ponte nasal

