


Guia de tamanho Máscara facial Quattro Air ResMed




Instruções de Impressão

1. Imprimir o arquivo em "Tamanho real", "100%" ou "Nenhum".

NÃO SELECIONE as opções "Ajustar à área imprimível", "Reduzir para a área de impressão" ou "Shrink oversized pages to paper size".

2. Confirme se o Guia de Tamanho foi impresso corretamente verificando se o quadrado abaixo mede 2,5 cm.



Instruções do Guia de Tamanho

1. Recorte o Guia de Tamanho ao longo da linha pontilhada.

2. Alinhe a base do Guia com a dobra do queixo abaixo do lábio inferior.

3. Verifique a posição da área de vedação na ponte nasal para determinar o tamanho.