

Guia de tamanho Máscara nasal iVolve BMC

- 1** Imprima o guia de tamanho em "Tamanho real" ou "100%".

Para conferir se a impressão está correta o quadrado abaixo deve ter 2,5 cm:



- 2** Após conferir se o guia de tamanho foi impresso corretamente, recorte-o de acordo com as indicações.

- 3** Experimente cada molde de almofada no nariz e escolha o menor tamanho de almofada que não fique obstruindo as laterais do nariz ou os olhos.



Verifique na imagem que o paciente usa o tamanho Médio (M).

